

PRODOTTI	PER	APPLICAZIONE	PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE	NOTE
 PLIWA® Derm Disinfettante per le mani	Disinfezione igienica delle mani	Spalmare la soluzione sulle mani frizionando e mantenerle umide per 30 secondi	Soluzione pronta per l'uso	I tempi di posa indicati sono da intendere come tempi minimi. In caso di ulteriori complicazioni, i tempi di posa devono essere prolungati. Non è sporidica e dunque non è adatto alla conservazione di strumenti e siringhe sterili.
 PLIWA® Biguaton forte Neu Disinfettante per strumenti	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti medici • Apparecchi di laboratorio in vetro, porcellana, metallo, gomma, plastica, ecc. • Accessori per anestesia termolabili • Endoscopi rigidi e flessibili 	Diluire il concentrato con acqua calda a 30-40 ° C. Dopo l'uso, pulire gli strumenti e immergerli nella soluzione. Sciacquare accuratamente gli strumenti e asciugarli.	Concentrato Aggiunta di acqua necessaria Tempo di posa 5 - 60 min	Adatto per tutti i metodi a circolazione e gli strumenti medicali ad ultrasuoni. Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di rinnovare la soluzione giornalmente. Importante: La vasca di disinfezione deve essere pulita accuratamente prima del primo utilizzo. Nella vasca non devono esserci residui di altre soluzioni per strumenti.
 PLIWA® Roto-Pren Disinfezione dei trapani	<ul style="list-style-type: none"> • Trapani odontoiatrici • Strumenti rotanti di precisione 	Immergere i trapani subito dopo l'uso (senza pulizia preliminare) nella soluzione. Poi sciacquare gli strumenti con acqua pulita e asciugarli.	Soluzione pronta per l'uso Tempo di posa 1 - 5 min	Non inserire componenti in alluminio Non mescolare con altri detergenti. Rinnovare giornalmente la soluzione utilizzata per ottenere un'efficacia ottimale.
 PLIWA® Lemon Fresh AF Disinfettante spray limone	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici • Mobili • Indumenti 	Spruzzare il prodotto non diluito sugli oggetti e sulle superfici e lasciare che faccia effetto. Eventualmente, togliere la soluzione in eccesso con un panno usa e getta asciutto.	Per la disinfezione di 1 m ² servono 15 - 20 ml Tempo di posa 30 Sek - 5 min	Non applicare su superfici non resistenti all'alcol come vetro acrilico e pelle!
 PLIWA® Fazzoletti igienizzanti Fresh Lemon	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici • Mobili • Indumenti 	Pulire e lasciare asciugare accuratamente gli oggetti, le superfici e i componenti. Utilizzare nuovamente solo una volta trascorso il tempo di posa.	Soluzione pronta per l'uso Tempo di posa 30 Sek - 5 min	Non applicare su superfici non resistenti all'alcol come vetro acrilico e pelle!
 PLIWA® Mikroclean Plus D Disinfettante per impianti di aspirazione	• Sistemi di estrazione	Aspirare 1 litro della soluzione appena preparata attraverso i tubi ecc. da pulire almeno 1 o 2 volte al giorno dopo la fine del lavoro.	Concentrato Aggiunta di acqua necessaria Tempo di posa 1 - 60 min	Non lasciare in posa durante la notte o per più di 48 ore. Preparare la soluzione di lavoro fresca per ogni processo di disinfezione. Non mescolare con additivi o altri preparati!
 oneway® Filtri monouso	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di aspirazione • Dispositivo automatico di separazione • Ripiani di selezione 	Inserire il filtro usa e getta nell'apparecchio.		I filtri usa e getta devono essere sostituiti due volte alla settimana.